



GUÍA DEL USUARIO

UNIDAD DE TERAPIA CON FRÍO T505

Luz verde: indica que la unidad funciona correctamente.

Luz roja: indica una de estas dos situaciones:

- La unidad necesita hielo y agua. Desconecte el adaptador de alimentación después de usar la unidad y agregue hielo y agua hasta la marca del tanque. Enchufe el adaptador de alimentación en un tomacorriente de 120 VCA y comience a usar la unidad nuevamente.
O bien
- Es posible que la manguera negra o la manta estén dobladas, lo que impide la circulación normal del agua a través de la manta/almohadilla. Revíselas y haga las modificaciones necesarias.

Observación: el motor dejará de funcionar cuando la temperatura de la manta/almohadilla se encuentre dentro del intervalo de temperatura ideal de $45^{\circ}\text{F} \pm 5^{\circ}\text{F}$. El motor comenzará a funcionar nuevamente cuando la temperatura de la manta/almohadilla suba por encima de dicho valor. Ésta es una característica de nuestro control automático de temperatura (ATC).

Precaución: evite siempre que se mojen los extremos del adaptador de alimentación.



Nº de pieza: 629183 Rev. 2/2009